


CR 01

RESPIROMED®

- Usage unique
- Graduation de la cuve
- Contenance de la cuve 6 cc
- Granulométrie : Taille des particules en micron : 0,5 à 1,5 μm
- Buse fixe
- Cuve avec tubulure étoilée, chambre d'inhalation, embout buccal, filtration des gaz expirés



- Circuit de nébulisation prévu pour utiliser une solution médicamenteuse tout en protégeant le personnel soignant de la propagation du produit dans l'air environnant.
- Utilisable avec l'aérosol sonore CS24